

# Urinflaska UNO™

1640




# Urinflaska UNO™

Urinflaska UNO™ för män är tillverkad i polypropylen och kan användas för engångs- eller flergångsbruk. Urinflaska UNO™ är graderad i 100 ml intervaller, rymmer 1 liter och är försedd med ett tätslutande lock. Flaskan tål temperaturer upp till 95°C och rengörs smidigast med tvål och vatten samt desinfektionsmedel.

- Rymmer 1000 ml
  - Graderad i 100 ml intervaller
  - Försedd med tätslutande lock
  - Greppvänlig
  - Kan ställas upp
- Smälttemperatur: 95 °C
  - Ej autoklaverbar
  - Latexfri

Material: Polyspropylen



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
1640	160 g	1 st	30 st	5 kg

