

# CETRO® Prolapse Ring

9613-0 – 9613-10



# CETRO® Prolapse Ring


Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. CETRO® Prolapse Ring är mjuk och böjbar för enkel insättning och samtidigt skonsam mot patient. Finns i 11 storlekar 45-108 mm

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Sterilförpackade
- Engångs
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

## Material Silikon



- 9613-0 → 45mm
- 9613-1 → 51mm
- 9613-2 → 57mm
- 9613-3 → 64mm
- 9613-4 → 70mm
- 9613-5 → 76mm
- 9613-6 → 83mm
- 9613-7 → 89mm
- 9613-8 → 95mm
- 9613-9 → 103mm
- 9613-10 → 108mm



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
9613-0 – 9613-10	25 g	1 st	1 st	25 g

