

CETRO® Prolapse Incontinence

9616-2 – 9616-7



CETRO® Prolapse Inkontinence


Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. CETRO® Prolapse Inkontinence är mjuk och böjbar för enkel insättning och samtidigt skonsam mot patient. Storlekarna 2, 3, 4 och 5 innehåller även metall inuti ringen. Finns i 6 storlekar 57-89 mm

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Sterilförpackade
- Engångs
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material Silikon



- 9616-2 → 57mm
- 9616-3 → 64mm
- 9616-4 → 70mm
- 9616-5 → 76mm
- 9616-6 → 83mm
- 9616-7 → 89mm



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
9616-2—9616-7	22 g	1 st	1 st	62 g

