



# No Ordinary

0115067161 - 0115067162 - 0115067163

0115067164 - 0115067165



# No Ordinary

Puderfria undersökningshandskar i nitril för engångsbruk. Utmärkt taktill känslighet, mikrotexturerade fingertoppar ger ett säkert grepp i både våt och torr miljö. En bekväm, mjuk och flexibel, nitrilhandske som ger säkerhet i många situationer. Designad med en speciell nitrilsammansättning som ger samma känsla och passform som latex, full frihet i rörelse och utmärkt flexibilitet som ger mindre trötthetskänsla. Handskarna innehåller inte latex och är därför ett utmärkt alternativ för dem som har latexallergi typ I.

## Nitril

- När skydd mot mikroorganismer krävs
- För personer med överkänslighet mot latex
- Gipshantering (glasfiber)
- Hantering av cystostatika och kemikalier


## Standard

- I enlighet med EN 455 och EN 374

## Egenskaper

- 100% latexfri undersökningshandske gjord av hållbar nitril, eliminerar risken för allergiska reaktioner, typ I, som associeras med naturlatex.
- Högelastiska och mjuka
- Rullkant för enklare påtagning
- Designad för att efterlikna egenskaperna hos handskar i naturlatex
- Texturerade fingertoppar för bästa grepp i alla lägen
- Säker för livsmedelshantering även för tillagning och hantering av feta livsmedel såsom oliv- och fiskleverolja.
- Skyddar mot ett brett spektrum av kemikalier
- AQL 1,5

## Material: Nitril



ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
0115067161	XS	3,5 g	100 st	1000 st	3,5 kg
0115067162	S	3,5 g	100 st	1000 st	3,5 kg
0115067163	M	3,5 g	100 st	1000 st	3,5 kg
0115067164	L	3,5 g	100 st	1000 st	3,5 kg
0115067165	XL	3,5 g	100 st	1000 st	3,5 kg

30-NG-NOMD32-001-NG-NOMD32-002-NG-NOMD32-003-NG-NOMD32-004-NG-NOMD32-005-001-231025