



EasySpec® Flat

1310




EasySpec® Flat

Easyspec flat 1310 är ett självhållande vaginalspekulum för engångsbruk. Instrumentet har flata spatelskedar och ett fritt inspektionsfält från ena sidan, vilket innebär att man lätt kommer åt med andra instrument.

- Stadig och stabil konstruktion
- 7 olika öppningslägen
- Släta och följsamt rundade kanter
- Minimal klämrisk av vaginalväggar
- Smälttemperatur: 90-100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material Polystyren slagfast (Opak)



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
1310	54 g	200 st	200 st	11 kg

