

Z-Spec™

1321




Z-Spec

Z-Spec är ett vinkelspekulum för engångsbruk. Det glasklara materialet ger en optimal sikt för undersökaren.

- Stabil konstruktion
 - Olika bredd på spatlarna
 - Greppvänlig
 - Släta ytor och följsamt rundade hörn
- Smälttemperatur: 100 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri

Material Polystyren glasklar



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1321	23 g	100 st	400 st	20 kg

