

Amnioskop


1342



Amnioskop

Amnioscope är ett smidigt och flexibelt engångsinstrument som används vid flera olika undersökningar och provtagningar. Amnioskopet levereras steril och är kompletta med batteri ljuskälla som enkelt kan separeras för källsortering. Diameter – 33 mm och Längd – 142 mm

- Användarvänlig och lätthanterlig
 - Lågfriktionsyta för smidig insättning
 - Släta ytor och följsamt rundade hörn
 - Beprövad kvalitet och styrka
 - Greppvänlig
 - Batteriet är lätt att separera för källsorteringktiv
- Smälttemperatur: 100 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
1342	64 g	10 st	10 st	700 g

