

# CETRO® Spatula

1375




# CETRO® Spatula

Engångs gynspatel för gynekologisk provtagning. Plastspateln har en idealisk längd på 20 cm för bästa handhavanden, stabil och bekväm att hålla i.

- Bra anpassad längd
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material: Polypropylen



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1375	3 g	100 st	1200 st	5 kg

