

Flaska med försegling 130ml

14189P






Flaska med försegling 130 ml

Våra flaskor med försegling för bröstmjolk och mjölkersättning finns i 3 olika storlekar. I locket ligger en speciell folie som vid upphettning med Cap Sealer fäster folien mot flaskan. Detta ger en garanterat säker förslutning och en trygghet för personal och föräldrar. Flaskan kan återanvändas medan locket byts ut efter användning. Till dessa flaskor finns möjlighet att köpa till di-nappar med olika flödes hastigheter. Flaskorna passar till SteriFeeds pastöriseringsmaskiner.

- Flera olika storlekar
 - Passar till SteriFeed's Pastöriseringsmaskiner
 - Flera olika storlekar på napparna
 - Lätta att rengöra och diska
- Flaskorna är fria från Bisfenol A.

Material Polypropen



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
14189P	22 g	100 st	100 st	2,3 kg

