

Flaska med försegling

50 ml

14194






Flaska med försegling 50 ml

Våra flaskor med försegling för bröstmjolk och mjölkersättning finns i 3 olika storlekar. I locket ligger en speciell folie som vid upphettning med Cap Sealer fäster folien mot flaskan. Detta ger en garanterat säker förslutning och en trygghet för personal och föräldrar. Flaskan kan återanvändas medan locket byts ut efter användning. Till dessa flaskor finns möjlighet att köpa till di-nappar med olika flödes hastigheter. Flaskorna passar till SteriFeeds pastöriseringsmaskiner.

- Flera olika storlekar
 - Passar till SteriFeed's Pastöriseringsmaskiner
 - Flera olika storlekar på napparna
 - Lätta att rengöra och diska
- Flaskorna är fria från Bisfenol A.

Material: Polypropen



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
14194	13 g	200 st	200 st	2,7 kg

