

Fiberljusadapter smal spets

1527




Fiberljusadapter smal spets

Fiberljusadapterar Flergångs finns i flera olika modeller. Den vanligaste är Fiberljusadapter 1528 med Storz fattning som passar till våra Proktoskop. De är tillverkade av rostfritt stål och glasfiber och levererar ett skarpt reflexfritt ljus. Artikel nr: 1527 är en specialadapter som endast passar Proktoskop 1541.

- 1527- Storz fattning
 - Bra ljusledningsförmåga
 - God passform
 - Greppvänlig
- Autoklaverbar 134°C
 - Tål desinfektion
 - Rostfri

Material Rostfritt stål



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1527	37 g	1 st	1 st	100 g

