

Ljusadapter Storz Engångs

1528E




Ljusadapter Storz Engångs

Ljusadapter engångs till Proktoskop ger ett mycket starkt ljus samtidigt som man slipper rengöring. Ger till fördel mot flergångs ljusadapterar alltid ett optimalt ljus och tar bort risken med att de försvinner. Adaptern passar till Storz ljussystem.

- Hindrar smittspridning
 - Bättre hygien för både undersökare och patient
 - Spar tid
 - Bättre ljus (än flergångs fiberljusadapter)
- Smälttemperatur: 100 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri

Material Polystyren, Polyeten HD



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1528E	6 g	25 st	350 st	100 g

