

Fiberljusadapter H-fäste

1528H




Fiberljusadapter H-fäste

Fiberljusadapterar Flergångs finns i flera olika modeller. Den vanligaste är Fiberljusadapter 1528 med Storz fattning som passar till våra Proktoskop. De är tillverkade av rostfritt stål och glasfiber och levererar ett skarpt reflexfritt ljus.

- 1528H – Heine fattning
 - Bra ljusledningsförmåga
 - God passform
 - Greppvänlig
- Autoklaverbar 134°C
 - Tål desinfektion
 - Rostfri

Material Rostfritt stål



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1528H	24 g	1 st	1 st	1050 g

