

Proctoscope Select™

1541




Proctoscope Select™

Proktoskop 1541 modell Stille är ett glasklart engångsinstrument. Proktoskopet är ergonomiskt och funktionellt utformade för undersökarens och patientens bästa. Lamphållaren passar till adapter 1527.

- Stabil konstruktion
 - Greppvänlig
 - Optimal ljusbild i Proktoskopets distala ände
 - Följsamt rundade kanter
 - En nära nog omärklig övergång mellan skaft och kolv, vilket ger minimalt med obehag för patienten
- Smälttemperatur: 100 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri

Material Polystyren glasklar, Polyeten HD



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1541	40 g	25 st	150 st	6,5 kg

