


# CETRO<sup>®</sup> Anoscope

1542





# CETRO® Anoscope

Anoskop 1542 för engångsbruk. CETRO® Anoscope används vid kolorektalundersökningar och är konstruerad i ett material som leder ljus mycket bra och ger en optimal sikt för undersökaren. Anoskopets följsamt rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam undersökning för patienten.

- Den snedskurna änden ger bättre åtkomst vid behandlingar av hemorrojder.
  - Passar med samma ljusfatning som till rektoskop och tubproktoskop.
  - Passar med flera av ljussystemen som finns på marknaden idag
- Smälttemperatur: 100 °C
  - Ej autoklaverbar
  - Latexfri

## Material Polyeten



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1542	8 g	25 st	150 st	1,6 kg

