


CETRO® Tube Proctoscope

1551




CETRO® Tube Proctoscope

Tubproktoskop 1551 för engångsbruk. Tuben är konstruerad i ett material som leder ljus mycket bra och ger en optimal sikt för undersökaren. Tubproktoskopets följsamt rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam undersökning för patienten.

- Stabil och greppvänlig konstruktion
 - Tydlig skala
 - Passar till olika ljushuvuden
 - Mycket liten övergång mellan obturator och tub
 - Ljusöverföringen ger korrekt vävnadsfärg och fri sikt
- Smälttemperatur: 100 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri

Material: Polyeten HD



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1551	32 g	25 st	150 st	5 kg

