


CETRO® Bellow Reusable

1562




CETRO® Bellow Reusable

CETRO® Bellow Reusable för rektoskopi är försedd med säkerhetsnät och har en greppvänlig yta för enkelt handhavande. Finns även som variant med endast handpump (utan ballong), art. nr. 1566.

- Lång livslängd
- Passar till olika ljushuvuden
- Greppvänlig yta
- Smälttemperatur: 180 °C
- Ej autoklaverbar
- Kan steriliseras med gas eller radioaktiv strålning

Material: PVC, Latex



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1562	70 g	1 st	1 st	100 g

