

CETRO® Fibre Light Head

1564X-VRID




CETRO® Fibre Light Head

Rektoskopljushuvud med fattningar för olika ljussystem. Den ger ett skarpt reflexfritt ljus. Ljushuvudet har en smidig öppningsbar lucka och en tapp för infästning av Dubbelballong.

- 1564X – med förstoringsglas (Storz fattning)
 - Bra ljusledningsförmåga
 - God passform
 - Greppvänlig
- Autoklaverbar 134°C
 - Tål desinfektion
 - Rostfri

Material Rostfritt stål



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1564X-VRID	170 g	1 st	1 st	200 g

