

# CETRO® Filter+

1565-L




# CETRO® Filter+

CETRO® Filter 1565+ engångs för rektoskopi används mellan rektoskopljushuvud och dubbelballong för att förhindra att vätska eller partiklar förs in i dubbelballongen.

- Hindrar smittspridning
  - Bättre hygien för både undersökare och patient
  - Luerlock fäste för smidig fastsättning
  - 25 st Filter inkl. 25 st Luer kopplingar
- Smälttemperatur: 100 °C
  - Ej autoklaverbar
  - Latexfri

Material: Polytetrafluoreten, Polypropen, Silikon



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1565-L	108 g	25 st + (1569 25 st)	250 st	1,2 kg

