

# CETRO® Pump

1566




# CETRO® Pump

CETRO® Pump flergångs 1566 för Rektoskopi undersökningar.

- Lång livslängd
- Passar till olika ljushuvuden
- Greppvänlig yta
- Smälttemperatur: 180 °C
- Ej autoklaverbar
- Latex

Material: PVC, Latex



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1566	50 g	1 st	1 st	100 g

