

CETRO® Luer

1569




CETRO® Luer

CETRO® Luer 1569 används som en länk mellan ett rektoskop filter och en dubbelballong för att underlätta av och påsättning av filtret.

- Luerlock fäste för smidig fastsättning av filter 1565
 - Flergångs
 - Greppvänlig
- Smälttemperatur: 110 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri

Material: Polyten HD



| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRPACKNING | TRANSP.FÖRPACKNING | TRANSP.FÖRPACKNING |
|-------------|---------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1569 | 1 g | 100 st | 100 st | 150 g |

