

Ljushandtag LED 3,7V

1575




Ljushandtag LED 3,7V

LED ljushandtag är en otroligt stark ljuskälla för sin storlek. Den ger ett väldigt klart ljus. Ljushandtaget levereras med två batterier och en laddare där man kan ladda båda batterierna samtidigt.

- Kompakt, effektivt och ekonomiskt
 - Ljushandtag
 - Portabel
 - Lampgaranti 50 000 timmar
 - Passar adaptrar med gänga
 - Batteritid: 2,5 – 12 h (nivå 1 – nivå 4)
 - 1 års garanti
- Autoklaverbar 134°C
 - Tål desinfektion
 - Rostfri

Material Rostfritt stål



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1575	220 g	1 st	1 st	350 g

