



Instrument Adapter Wolf

1593




Instrument Adapter Wolf

Vi har ett flertal instrumentadapterar till Fiberljuskabel 1571. Dessa är anpassade till olika Rektoskopljushuvuden och Fiberljusadapterar på marknaden.

- 1593 Wolf
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Bra ljusledningsförmåga• God passform• Greppvänlig | <ul style="list-style-type: none">• Autoklaverbar 134°C• Tål desinfektion• Rostfri |
|--|--|

Material Rostfritt stål



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1593	25 g	1 st	1 st	100 g

