

Lock Urinflaska UNO™

1641




Lock Urinflaska UNO™

Tättslutande lock till Urinflaska Uno för män. Tål temperaturer upp till 95°C och rengörs smidigast med tvål och vatten samt desinfektionsmedel.

- Smälttemperatur: 95 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material Polyspropylen



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
1641	8 g	25 st	25 st	250 g

