

Skoskydd engångs

2026




Skoskydd engångs

Engångsskoskydd blå av plast med resår. Används som skydd mot infektioner, bakterier och smuts mm. i miljöer där en hög hygienstandard krävs, t.ex. inom hälso- och sjukvård. Uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv 93/42 / EEG med ändrat direktiv 2007/47 / EG för medicintekniska direktiv.

- CE-märkt
 - Klass I (ej steril)
 - Engångs
 - Slitstark
- 35 my
 - Latexfri

Material: 10 micron HDPE (High-density polyethylene)



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
2026	0,05 g	1000 st	6000 st	kg

