

# Kingfa FFP2

2027



# Kingfa FFP2

Andningskydd i hög kvalitet från Kingfa. Levereras i 10-pack. Denna mask släpper endast igenom 0,1% Sodium Chloride Aerosoler. Gränsen för att bli godkända som en FFP3 är 1%. Kingfas FFP2 NR-andningskydd kan användas för skydd mot konstruktionsdamm, virus och infektionssjukdomar. Masken är avsedd för engångsbruk. Testade och certifierade andningskydd enligt standarden FFP2 NR. Med andningskydd minskas risken för smitta. Kingfa FFP2 NR-andningskydd uppfyller kraven i EU2016 / 425 och EN 149 + A1 för personlig skyddsutrustning.

Läs instruktionerna och varningarna innan du använder andningskyddet.

1. Partikelfiltreringseffektivitet (PFE)  $\geq$  94%
2. Andningsmotstånd (inandning, 30L / min):  $\leq$  0.7mbar
3. Andningsmotstånd (inandning, 95L / min):  $\leq$  2.4mbar
4. Andningsmotstånd (utandning, 160L / min):  $\leq$  3.0mbar
5. Totalt inåtläckage (TIL): För partikelfiltrering av halvmask i enligt tillverkarens information, minst 46 av De 50 individuella övningsresultaten för totalt inläckage ska vara högst 11 % för FFP2 och dessutom minst 8 av de 10 enskilda bärarens aritmetiska medel för det totala. Läckaget inåt får inte vara större än 8 % för FFP2.
6. Brandfarlighet:  $\leq$  5S
7. Dött utrymme:  $\leq$  1.0%



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
2027	g	10 st	st	kg

