

# HEINE Fiberljuskabel med Handtag 1,8m

440176




# HEINE Fiberljuskabel med Handtag 1,8m

Fiberljuskabel för halogen och LED ljus är lätt, tålig och har en mycket bra ljusledningsförmåga. Kabeln är flexibel och böjbar med ett invändigt skydd för bibehållen prestanda.

- Mycket bra ljusledningsförmåga
  - Flexibel och böjbar
  - Lätt att hålla ren
- Autoklaverbar 134 °C
  - Ø 4,8 mm

Material: Rostfritt stål



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
440176	250 g	1 st	1 st	400 g