


Skalpell

9602




Skalpell

Skalpell för precisa snitt vid skalpblodprov. Med speciell slipning för lätt penetrering av skalp. Tillverkad i rostfritt stål och plast. Passar ihop med hållare för skalpell art.nr.9603

- Steril
- Med skyddshuv som avlägsnas innan användning
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material: Polyeten HD, Rostfritt stål



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
9602	0,8 g	100 st	1200 st	1 kg

