

# WEGAA® CTG 100mm

9620




# WEGAA® CTG 100mm

CTG-band med knapphål finns i 3 olika bredder; 32 mm, 50 mm och 100 mm.  
Flergångsband som går att tvätta.

- 32 mm (art. nr: 1500-0515)
  - 50 mm (art. nr: 1500-0643)
  - 100 mm (art.nr: 9620)
- Latexfri
  - Flergångs
  - Finns i 3 olika bredder
  - Längd 15 m

Material: Polyester, Spandex, Nylon



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
9620	960 g	1 st	2 st	2 kg

