


Gellhorn kort stam

9628-1 – 9628-9



Gellhorn kort stam


Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Gellhorn kort stam med dränagehål används vid cystocele eller rectocele samt en andra eller tredje gradens prolaps. Finns i 9 storlekar 38-88 mm

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Engångs
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material Silikon



- 9628-1 → 38 mm
- 9628-2 → 45 mm
- 9628-3 → 51,5 mm
- 9628-4 → 57 mm
- 9628-5 → 63 mm
- 9628-6 → 70 mm
- 9628-7 → 76 mm
- 9628-8 → 82 mm
- 9628-9 → 88 mm



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
9628-1-9628-9	40 g	1 st	1 st	80 g

