

Kub med dränagehål

9630-1 – 9630-9



Kub med dränagehål


Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Kub med dränagehål används vid cystocele eller rectocele samt en andra eller tredje gradens prolaps. Den finns tillgänglig med eller utan dränagehål. Finns i 11 storlekar 25-75 mm

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Engångs
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material Silikon



- 9630-1 → 25 mm
- 9630-2 → 29 mm
- 9630-3 → 33 mm
- 9630-4 → 37 mm
- 9630-5 → 41 mm
- 9630-6 → 45 mm
- 9630-7 → 50 mm
- 9630-8 → 56 mm
- 9630-9 → 63 mm
- 9630-10 → 70 mm
- 9630-11 → 75 mm



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
9630-1-9630-11	28 g	1 st	1 st	68 g

