

Gehrung

9632-1 – 9632-10



Gehring

Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Gehring används främst vid cystocele eller rectocele och kan även hjälpa vid en andra eller tredje gradens prolaps. Gehring kan utformas manuellt för att anpassas till andra individuella problem och anatomier.


Finns i 10 storlekar 50-95 mm

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Engångs
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material Silikon



- 9632-1 → 50 mm
- 9632-2 → 55 mm
- 9632-3 → 60 mm
- 9632-4 → 65 mm
- 9632-5 → 70 mm
- 9632-6 → 75 mm
- 9632-7 → 80 mm
- 9632-8 → 85 mm
- 9632-9 → 90 mm
- 9632-10 → 95 mm



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
9632-1-9632-10	35 g	1 st	1 st	75 g

