


Hodge med Membran

9633-1 – 9633-10



Hodge med Membran


Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Hodge med Membran används vanligtvis vid en första eller mild sekundär gradens prolaps och kan också lindra en cystocele. Hodge är utformade för att vara manuellt formbar för individuell insättning och vanligtvis ordinerad för reproduktiva kvinnor som föredrar konservativ behandling. Den finns tillgängligt med eller utan membran. Finns i 10 storlekar 65-110 mm

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Engångs
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material Silikon



- 9633-1 → 65 mm
- 9633-2 → 70 mm
- 9633-3 → 75 mm
- 9633-4 → 80 mm
- 9633-5 → 85 mm
- 9633-6 → 90 mm
- 9633-7 → 95 mm
- 9633-8 → 100 mm
- 9633-9 → 105 mm
- 9633-10 → 110 mm



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
9633-1-9633-10	25 g	1 st	1 st	75 g

