

Oval med Membran

9635-1 – 9635-9



Oval med Membran


Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Finns i 9 storlekar 50,5-101 mm

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Engångs
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material Silikon



- 9635-1 → 50,5 mm
- 9635-2 → 57 mm
- 9635-3 → 63,5 mm
- 9635-4 → 70,5 mm
- 9635-5 → 76 mm
- 9635-6 → 83 mm
- 9635-7 → 89 mm
- 9635-8 → 96 mm
- 9635-9 → 101 mm



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
9635-1-9635-9	24 g	1 st	1 st	64 g

