

# Marland med Membran

9637-1 – 9637-7



# Oval med Membran


Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Finns i 7 storlekar 58-94 mm

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Engångs
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

## Material Silikon



- 9637-1 → 58 mm
- 9637-2 → 64 mm
- 9637-3 → 70 mm
- 9637-4 → 76 mm
- 9637-5 → 82 mm
- 9637-6 → 88 mm
- 9637-7 → 94 mm



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
9637-1 – 9637-7	44 g	1 st	1 st	84 g

