

Olivkoppling ADA™

A420




Olivkoppling ADA™

Olivkoppling ADA™ i plast är en sterilförpackad kateter-adapter för engångsbruk. Olivkopplingen används mellan spruta och kateter för dosering av läkemedel eller för rensopning.

- Dess konformade topp gör att den passar alla dimensioner av katetrar och sonder
 - Passar alla storlekar av sprutor
 - Endast 44 mm lång
 - Sterilförpackad
- Smälttemperatur: 90-100 °C
 - Steril
 - Latexfri

Material ABS



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
A420	2,6 g	100 st	200 st	600 g

