



# Vitbalanseringskopp IRIS™

A430




# Vitbalanseringskopp IRIS™

Steril vitbalanseringskopp för engångsbruk som används vid vitbalansering av kirurgkameror.

- Stabil och användarvänlig
- Miljövänlig plast
- Steril
- Snabb vitbalansering med hög kvalitet
- Sparar tid för brukaren
- Skyddar optiken från det omgivande ljuset på ett bra sätt

Material: Polystyren



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
A430	8 g	25 st	150 st	1,6 g

