

Ljuskälla bob 150x1 LED

BOB R-OM 150×1 LED




Ljuskälla bob 150x1 LED

Cetro Medicals ledljuskälla är en otroligt stark ljuskälla för sin storlek. Den ger ett starkt ljus, med halogen ljuskälla på 40 W och har en livs-längd på 10 000 arbetstimmar.

- Kompakt, effektiv och ekonomisk ljuskälla.
- Lamptyp: 40 Watt LED
- Livslängd på LED lampan: 10 000 arbetstimmar
- Färgtemperatur: 3000 K
- Fiber optic STORZ system

Material: Polyamid, PVC, ABS, POM



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
BOB R-OM	2,8 kg	1 st	1 st	2,8 kg

