

ComfiSpec® Combipack Sterile

D52203-S



ComfiSpec® Combi-pack Sterile

ComfiSpec® Combi-pack D52203 är en förpackning med en kombination av sterilt självhållande vaginalspekulum för engångsbruk. Comfispec® serien är designat för den krävande gynekologen där krav ställs på hög kvalitet och säker konstruktion. Spekulumet har släta ytor och följsamt rundade hörn vilket bidrar till ett skonsamt och smidigt ingrepp.

- Optimal öppningsvidd på hela 38°
- Frostat och mönstrat handtag som ger säkert grepp
- "Fail Safe Points" är placerade utanför kroppen
- Släta ytor och följsamt rundade hörn
- Beprövad kvalitet och styrka
- Minimal klämrisk av vaginalväggar
- 15 spekulum i en förpackning

I ComfiSpec® Combi-pack ingår det:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 5 x ComfiSpec® Small • 15 x ComfiSpec® Medium • 5 x ComfiSpec® Medium-Long | <ul style="list-style-type: none"> • Smälttemperatur: 100 °C • Ej autoklaverbar • Latexfri |
|--|---|

Material: Polystyren glasklar



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
D52203-S	46 g	25 st	25 st	1,4 kg

