



# ComfiSound Sterile

D-52208-S




# ComfiSound Sterile

ComfiSound är en böjbar uterussond med centimeter skala för noggrann mätning av uterus. Sonden har även en flyttbar markör för enklare mätning.

- Flexibel
  - Latexfri
  - Greppvänlig
  - Steril
  - Individuellt förpackad
- Smälttemperatur: 90-100 °C
  - Ej autoklaverbar
  - Latexfri

Material HD Polyeten, LD Polyeten



| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRPACKNING | TRANSP.FÖRPACKNING | TRANSP.FÖRPACKNING |
|-------------|---------|------------------|--------------------|--------------------|
| D52208-S    | 10,5 g  | 10 st            | 50 st              | 100 g              |

