

ComfiKit Standard

D52221-S



ComfiKit Standard

ComfiKit® Standard är en förpackning med en kombination av sterilt självhållande vaginalspekulum för engångsbruk.

I ComfiKit Standard innehåller;

- 1 st ComfiSpec Medium
- 1 st ComfiSound
- 1 st Rampley Sponge Holder
- 1 st Sims Uterine Scissors
- 1 st Teales Vulsellum Forcep
- 1 st ComfGel 5 g

Material: Polystyren glasklar, Saxar av rostfritt stål



Material övriga produkter se specification på produktblad

- D52208 Comfi Sound
- D5442 Comfi Gel 5 g
- D52201 ComfiSpec Medium

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
D52221-S		1 st	1 st	1,4 kg

