

ComfiGel® Tube 42g

D5440




ComfiGel® Tube 42 g

ComfiGel Tube 42 g är ett vattenlösligt glidmedel som passar till de flesta gynekologiska examinationer.

- Finns i storlekarna 82g, 42g och 5g
 - Kan användas där vattenlösligt glidmedel rekommenderas
 - Irriterar inte hud eller slemhinnor
 - Påverkar inte kirurgiska instrument, gummi eller plast
- Smälttemperatur: 100 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri

Innehåller: Hydroxietylcellulosa, Naturlig glycerin, Citronsyra, Propylparaben, Metylparaben, Avjoniserat vatten



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
D5440	42 g	1 st	1 st	45 g

