

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen


L031-118M5



Flowflex SARS-CoV-2 Antigen

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test är ett lateralt flödeskromatografiskt immunanalys för kvalitativ detektion av nukleokapsidproteinantigenet från SARS-CoV-2 i näspinprover direkt från individer som misstänks för en aktiv COVID-19-infektion av deras vårdgivare inom de första sju dagarna efter symtomens början.

- Praktiska prover i näsan
- Snabba resultat på 15 minuter
- Utmärkt prestanda jämfört med molekylära PCR-metoder
- Lagring av rumstemperatur



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
L031-118M5	14 g	1 st	300 st	4,2 kg

