











CETRO® Ljuskälla kit

1570, 1564, 1528, 1571, 1563, 1561, 1522, 1565, 1585, 1595



CETRO® Ljuskällakit

- 1570 ledljuskälla är en otroligt stark ljuskälla för sin storlek. Den ger ett starkare ljus än en 150W halogenljuskälla och har en livslängd på 50 000 arbetstimmar.
- 1564 Rektoskopljushuvud 1564 passar till de flesta ljuskällor, storz, Wolf och Acmi och ger ett skarpt reflexfritt ljus. Ljushuvudet har en öppningsbar lucka och en tapp för infästning av Dubbelballong.
- 1528 Fiberljusadapter passar till Proktoskop 1522. Adaptern passar till Storz, Wolf och Acmi ljussystem.
- 1571 Fiberljuskabel för halogenljus är lätt, tålig och har en mycket bra ljusledningsförmåga. Kabeln är mycket flexibel och böjbar med ett invändigt skydd för bibehållen prestanda. Vid båda ändarna finns det en gänga för applicering av passande adapter.
- 1563 Dubbelballong RektEngångs med säkerhetsnät för Rektoskopi undersökningar.
- 1561 Rektoskop för engångsbruk tillverkas i miljövänlig plast, tuben är konstruerad i ett material som leder ljus mycket bra och ger en optimal sikt för undersökaren.
- 1522 Proktoskop med lamphållare är ett engångsinstrument i glasklar, miljövänlig plast.
- 1565 Filter engångs, till Rektoskop används mellan rektoskopljushuvudet och dubbelballongen för att förhindra att vätska och andra partiklar förs in i dubbelballongen.
- 1585 Projektor Adapter Storz
- 1595 Instrument Adapter Storz

<p>1570 X 1</p> 	<p>1564 X 1</p> 	<p>1522 X 25</p> 	
<p>1571 X 1</p> 	<p>1563 X 25</p> 	<p>1561 X 1</p> 	
<p>1565 X 25</p> 	<p>1528 X 1</p> 	<p>1585 X 1</p> 	<p>1595 X 1</p> 

30-1570;1564;1528;1571;1563;1522;1565;1585;1595-001-230612