


Mercator Nitrylex classic

RD30019001 - RD30019002 - RD30019003

RD30019004 - RD30019005



Mercator Nitrylex classic

Puderfria undersökningshandskar i nitril för engångsbruk. Utmärkt taktill känslighet, mikrotexturerade fingertoppar ger ett säkert grepp i både våt och torr miljö. En bekväm, mjuk och flexibel, nitrilhandske som ger säkerhet i många situationer. Designad med en speciell nitrilsammansättning som ger samma känsla och passform som latex, full frihet i rörelse och utmärkt flexibilitet som ger mindre trötthetskänsla. Handskarna innehåller inte latex och är därför ett utmärkt alternativ för dem som har latexallergi typ I.

Nitril

- När skydd mot mikroorganismer krävs
- För personer med överkänslighet mot latex
- Gipshantering (glasfiber)
- Hantering av cystostatika och kemikalier


Standard

- I enlighet med EN 455 och EN 374

Egenskaper

- 100% latexfri undersökningshandske gjord av hållbar nitril, eliminerar risken för allergiska reaktioner, typ I, som associeras med naturlatex.
- Högelastiska och mjuka
- Rullkant för enklare påtagning
- Designad för att efterlikna egenskaperna hos handskar i naturlatex
- Texturerade fingertoppar för bästa grepp i alla lägen
- Säker för livsmedelshantering även för tillagning och hantering av feta livsmedel såsom oliv- och fiskleverolja.
- Skyddar mot ett brett spektrum av kemikalier
- AQL 1,5

Material Nitril



ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
RD30019001	XS	3,5 g	100 st	1000 st	3,5 kg
RD30019002	S	3,5 g	100 st	1000 st	3,5 kg
RD30019003	M	3,5 g	100 st	1000 st	3,5 kg
RD30019004	L	3,5 g	100 st	1000 st	3,5 kg
RD30019005	XL	3,5 g	100 st	1000 st	3,5 kg

30-RD30019001 - RD30019002 - RD30019003 RD30019004 - RD30019005-001-230509