

# Polysem Vinyl

GV1200LM56 - GV1200LM67 - GV1200LM78

GV1200LM89 - GV1200LM910



# Polysem Vinyl

EXAMINATIONSHANDSKE PULVERFRI 240MM MEDICAL DEVICE -PPE CAT III Latexfria med mycket bra hudtolerans. Polysem Medical Vinylhandskar uppfyller specifikationerna för de två nya föreskrifterna Medical Device (2017-745 EU) och personlig skyddsutrustning (2016-425 EU) Dessa skydds-handskar på hög nivå är kategoriserade CAT III. De erbjuder ett bra skydd mot mikroorganismer och särskilt mot virus. Dessa handskar kan användas i de flesta situationer där en handske krävs.

**WARNING:** Kontakt med mat förutom fett. Latexfria, puderfria och DEHP/DOP-fria PVC (PolyVinyl Chloride) handskar. Polysem Medical är ett registrerat varumärke. Kontrollera handsken före användning, använd inte skadade handskar. Handskarna är i en bra längd som täcker handleden.

Bra alternativ till personer som lider av typ I och acceleratorrelaterade typ IV-allergier. Handsken är Ftalatfri.

I en dispenserbox med 100 eller 200 handskar (90 eller 180 i XL -storlek) finns Polysem Medical Vinyl-handskar i 5 storlekar och varje storlek har ett specifikt färgmärke.

Material: Vinyl




DM  
Regler 2017/745  
EN 455-1/2/3/4



EPI  
Regler 2016/425  
EN 420 - EN ISO 374-1/5  
EN 374-2/4 - EN 16523-1

EN ISO 374-5:2016




EN ISO 374-1:2016/Typ C	Testad i enlighet med EN ISO 374-1 : 2016+A1:2018	
	EN 374-4 : 2013 Försämring %	EN 16523-1 : 2015 Preparation Nivå
K   40% Natriumhydroxid	-1,6	6

## LATEX FRI

Resistensen mot genomslag har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast provet som testas.

## VIRUS

Resistens mot bakterier och svampar  
Motstånd mot virus



ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
GV1200LM56	XS	3,5 g	100/200 st	1000/2000 st	3,5/7 kg
GV1200LM67	S	3,5 g	100/200 st	1000/2000 st	3,5/7 kg
GV1200LM78	M	3,5 g	100/200 st	1000/2000 st	3,5/7 kg
GV1200LM89	L	3,5 g	100/200 st	1000/2000 st	3,5/7 kg
GV1200LM910	XL	3,5 g	90/180 st	900/1800 st	3,5/7 kg

30-GV1200LM56 - GV1200LM67 - GV1200LM78 - GV1200LM89 - GV1200LM910-001-230823