

Pudendalnål

R57040



Pudendalnål

Rocket® Pudendalnålar tillhandahåller en säker och kontrollerbar metod för att leverera en pudendusblockad. Nålen är engångs, har luer-lock fattning och levereras steril. Leur låsnål ger upp till maximalt 10 mm vävnadsgenomföring för ökad säkerhet. Avtagbar fingerring kan flyttas för bästa individuella komfort och kontroll för utövaren under användning. Säkerhetsklämma förhindrar oavsiktlig spridning av nålspetsen.

- Engångs
 - Steril
 - Luer-lock fattning
- Smälttemperatur: 100 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri

Material: Polyeten HD, Silikon



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
A1390	15 g	50 st	800 st	12 kg

