

# Sammanbindningsrör rak

12041, 12042, 12043, 12044, 12045, 12046, 12055



# Sammanbindningsrör rak

Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

- Används som koppling mellan olika typer av slangar
  - Kopplingarna finns i flera dimensioner.
  - För att veta vilken som passar ditt rör så mät sammanbindningsrörets yttermått i jämförelse med slangens inre mått.
  - Hållbarhetstid 5 år, förpackning märkt med tillverkningsdatum och LOT
  - Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur.
  - Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
- Autoklaverbar 134 °C
  - Latexfri

Material: Polypropylen, vit. PVC-fri



Mått: Ytter Ø /modell



12041  
4x4 mm



12042, 12055  
4x7 mm



12043  
7x7 mm



12044  
4x10 mm



12045  
7x10 mm



12046  
10x10 mm

ARTIKEL NR.	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	MBE
12041	100 st	2000 st	2000 st
12042	100 st	2000 st	2000 st
12043	100 st	2000 st	2000 st
12044	100 st	2000 st	2000 st
12045	100 st	2000 st	2000 st
12046	100 st	2000 st	2000 st
12055, bulk	—	2400 st	2400 st

30-1241,12042,12043,12044,12045,12046,12055-001-230427