




Z-Fold for Schiller Cardiovit AT1-G2

2.157.044




Z-Fold for Schiller Cardiovit AT1-G2

Cetro Medical tillhandahåller papper från flera större aktörer t.ex: SONY, Mitsubishi, Schiller etc.

Produkten måste lagras i en lägre temperatur än 38°C (100°F) och med relativ fuktighet lägre än 80 %
 Papperet får inte komma i kontakt med direkt ljus-, kol- och självkopiorande papper, klisterpapper och band
 Kuvert och kort som innehåller PVC eller plastmedel, lösningsmedel som alkohol, aceton e.t.c

Material: Papper



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
2.157.044	1 g	300 st	300 st x50 st	15 kg