



CETRO® Brush+ Sterile

1180-S




CETRO® Brush+ Sterile

CETRO® Brush+ Sterile är en steril provtagningsborste för cellprov med kula på toppen.

- Lätt och användarvänlig
- Bra anpassad längd
- Finns med och utan kula på toppen
- Smälttemperatur: 90-100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri
- Steril

Material Polypropylen, stål



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1180-S	1,1 g	50 st	500 st	500 g

